

HUG

by

LAUGH

INSTRUCTIES

 In collaboration with
**Alzheimer's
Society**



HUG reinigen

Volg deze instructies voor het reinigen van de HUG

1. Verwijder de elektronica
2. Verwijder het binnenkussen

Spray het binnenkussen alleen schoon

3. Spuit en veeg af



Schoonspuiten

Was de buitenhoes in de wasmachine

4. Plaats in de meegeleverde waszak



Fijne was



Natuurlijk drogen



Niet strijken

Hoe de HUG te gebruiken

- > Houd altijd toezicht op het gebruik van dit product.
- > Laad de elektronica-unit alleen op wanneer deze volledig uit het binnenkussen is verwijderd. Gebruik hiervoor de meegeleverde oplaadkabel.
- > Zorg ervoor dat de elektronica niet nat wordt en verwijder deze uit de HUG voordat u met schoonmaken begint.
- > Was het binnenkussen niet in de wasmachine; alleen met een spray reinigen.
- > Probeer de elektronische eenheid niet te wijzigen of te demonteren op een manier die verder gaat dan beschreven in deze handleiding.
- > Onderdelen van HUG kunnen worden gerecycled. Als u HUG niet meer wilt gebruiken, neem dan contact met ons op.

Troostende oplossingen, zoals de HUG, kunnen een bijzondere waarde hebben voor mensen doordat ze helpen angst en agitatie te verminderen.

HUG is ontwikkeld door het HUG by LAUGH-team op basis van onderzoek onder mensen met dementie.



Wij hopen dat u geniet van het gebruik van de HUG

Hoe HUG te gebruiken

HUG is zacht en comfortabel ontworpen om mee te knuffelen.

Het heeft verzwaarde ledematen en een zacht lichaam met een kloppend hart en een muzikspeler die geprogrammeerd kan worden om iemands favoriete muziek af te spelen.

Plaats de bovenarmen van HUG rond je schouders en plaats je handen op HUG's rug.

Relax and HUG zal muziek voor je afspelen en de knuffel beantwoorden.



- > Om het apparaat voor hartslag en geluid in te schakelen, opent u de rits aan de zijkant van de HUG
- > Pak nu het apparaat uit het zakje van het binnenkussen.
- > Schuif de schakelaar 'omlaag' of 'omhoog', afhankelijk van uw voorkeur.
- > Pas het muziekvolume aan met de draaiknop.
- > Plaats het apparaat terug in het binnenkussen en sluit de rits.



HUG Opladen



- > Om op te laden, verwijdert u de elektronica-eenheid uit het binnenkussen.
- > Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het oplaadpunt aan de zijkant van het apparaat.

Batterijduur: tot 2 dagen bij continu gebruik

Wanneer het lampje rood brandt dan is de batterij bijna leeg

- > Gebruik de meegeleverde stekker om het apparaat via een stopcontact op te laden.
- > HUG volledig opladen duurt 4 uur. Het oplaadlampje brandt rood tijdens het opladen en groen wanneer het volledig is opgeladen.
- > Volledig opladen voor gebruik.



Muziek toevoegen

Muziek die persoonlijk voor je is, kan herinneringen oproepen, verbinding en vreugde brengen.

De HUG-unit wordt leeg geleverd, zodat u uw eigen muziek kunt toevoegen.

- > Hartslag inschakelen.
- > Steek de USB-Kabel in het apparaat en verbind de USB-aansluiting met de computer.
- > Het apparaat verschijnt als "Schijf" op de computer.
- > Voeg uw MP3-muziekbestanden toe aan de schijf.
- > Wanneer u klaar bent, kunt u het apparaat veilig uit de computer halen en de kabel loskoppelen.
- > Zet de hartslag uit en weer aan en de muziek zal spelen.



Aanvullende instructies en hulpmiddelen voor het toevoegen van muziek en het maken van afspeellijsten zijn beschikbaar op:

www.HUG.world/music-playlist